


DO'S




Korrekte optische Registrierung


DON'TS




Fehlerhafte optische Registrierung



Hinreichender optischer Scan



Unzureichender optischer Scan



Vernachlässigbare Metallartefakte



Ausgedehnte Metallartefakte



Scannen Sie Teile des Zahnfleisches, um die Registrierung besser beurteilen zu können!



Scannen Sie den Patienten im Zweifelsfall mit einer Aufbiss- platte und wählen Sie den **CLASSICGUIDE** Workflow, falls nötig!