

VALIDIERTE MATERIALIEN*



MATERIAL	NAME	HERSTELLER	INTERNET
Bissregistrator	Metal Bite	r-dental	www.r-dental.com
Kaltpolymerisierender Kunststoff <i>2-Komponenten-Material</i>	<ul style="list-style-type: none"> ■ ProBase Cold Monomer ■ ProBase Cold Polymer 	Ivoclar	www.ivoclarvivadent.com
Röntgenopaquer Kunststoff <i>2-Komponenten-Material</i>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Acryline X-Ray Powder (25% Ba-SO₄) oder Acryline X-Ray Powder DVT (10% BaSO₄) ■ Acryline Liquid 	Anaxdent	www.anaxdent.com
Tiefziehfolie <i>1,5mm – 2mm</i>	Erkodur	Erkodent	www.erkodent.com

*Die Verwendung falscher Materialien für die Anfertigung der Röntgenschablone kann zu Gesundheitsrisiken für den Patienten führen. Außerdem kann es die Leistung und die Eigenschaften des Produkts negativ beeinflussen. Verwenden Sie für die Anfertigung ausschließlich Materialien, die von SICAT validiert wurden.

SICAT
SUPPORT

SGL@SICAT.COM

T +49 228 286 206-620


HERSTELLER

 SICAT GMBH & CO. KG
 FRIESDORFER STR. 131-135
 53175 BONN
 DEUTSCHLAND
 WWW.SICAT.COM

DD30QUG201

 STAND:
 2024-02-20