

3-D-Komplettlösung für die Endodontie

Verkürzte Behandlungszeit und erhöhte Ergebnissicherheit

Im Rahmen einer endodontischen Behandlung stellt die Frage „Wie viel Zeit muss ich einplanen?“ immer wieder eine Herausforderung dar. Dieser wirkt Sicat Endo entgegen: Neben der gezielten Umsetzung der geführten Wurzelkanalbehandlung vereinfacht die Software den gesamten endodontologischen Prozess und bietet Sicherheit.

More than 3-D – Sicat Endo und Sicat Accessguide sind eine 3-D-Komplettlösung zur Diagnose und Planung von endodontologischen Behandlungen, die Ärzte zudem in der klinischen Umsetzung mit Bohrschablonen unterstützt. Erweiterte Diagnostik, erhöhte Planungssicherheit sowie eine optimierte Behandlungsgenauigkeit – die Vorteile der Komplettlösung sind vielfältig.

Klare Visualisierung in 3-D für erhöhte Therapieakzeptanz


Mithilfe der Software Sicat Endo kann der Behandler Zahl, Form und Länge aller

Kanäle präzise und verlässlich ermitteln sowie die Arbeitslänge und -tiefe der Zugangskavität exakt bestimmen. Erstmals ist es möglich, 2-D-Intraoralbilder mit 3-D-Daten zu fusionieren, was die Diagnostik für den Arzt deutlich vereinfacht. Weitere endospezifische Tools in der Software, wie die 360°-Visualisierung aller Wurzelkanäle oder die nahtlose Integration optischer Daten unterstützen den Arzt maßgeblich bei der Patientenkommunikation. Dank der vielfältigen Visualisierungsmöglichkeiten in 3-D steht der Patient in vielen Fällen einer Behandlung offener gegenüber – die Therapieakzeptanz ist deutlich erhöht.

Minimalinvasive Wurzelkanalbehandlung mit Bohrschablone

Nach der Befundung aller Wurzelkanäle in Sicat Endo kann der Behandler eine Sicat Accessguide Bohrschablone direkt aus der Software heraus bestellen. Mit dem Accessguide lassen sich selbst kalzifizierte Kanäle minimalinvasiv und mit reduziertem Perforationsrisiko erschließen. Für eine verbesserte Vorhersagbarkeit der Behandlung und erhöhte Ergebnissicherheit. ■

▶ Dass Endo sich lohnt, zeigt Sicat in einer einstündigen Live-Demo direkt in der Praxis. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.eis.sicat.com



Sicat Endo sorgt für hohe Vorhersagbarkeit und Ergebnissicherheit der Behandlung.



Die Sicat Accessguide Bohrschablone kann direkt aus Sicat Endo heraus bestellt werden.