

Encomenda da SICAT OPTISLEEP com base em dados da superfície



*Gravação de imagens intraorais digitais

Utilize o seu scanner intraoral para produzir uma **digitalização do maxilar inferior completo**, uma **digitalização do maxilar superior completo** e uma **digitalização da mordida vestibular com a forquilha de mordida** (posição de tratamento) em ambos os lados, se possível.

Observação: o material de registro na forquilha de mordida não deve cobrir as superfícies vestibulares dos dentes, para que o software possa correlacionar corretamente a mordida.
Se necessário, remova qualquer material interferente ou excessivo.