



**SUPPORT, TRAINING & CONSULTING**

*Mehr Effizienz und Qualität für die Behandlung durch die SICAT Services*

# MAKE EVERY CASE COUNT!

**MIT PRODUKTEN BASIEREND AUF 3D** macht SICAT Ihre Praxis fit für die Zukunft. Die vielfältige Produktpalette umfasst Lösungen für die dentale Implantologie, Endodontie, die Behandlung von Cranio-mandibulären Dysfunktionen sowie obstruktiver Schlafapnoe.

**JEDER FALL ZÄHLT.** Deshalb stellt SICAT Ihre Belange in den Mittelpunkt und bietet ein breites Portfolio an Support, Training und Consulting: fortschrittlich, fallspezifisch, wirtschaftlich.

**UNSER SERVICE IST IHR PLUS.** Sie sichern und steigern den Erfolg Ihrer Praxis nachhaltig durch die Unterstützung der SICAT-Experten.





### **SICAT CLINICAL ASSIST**

**SIE BEHANDELN, WIR PLANEN.** Zeit sparen, Prozesse beschleunigen, Sicherheit gewinnen – mit dem individuellen 3D-Planungsservice.



### **SICAT CASE CHECK FÜR CEREC GUIDE 2**

**SIE PLANEN, WIR PRÜFEN.** Flexibilität bewahren, Gewissheit gewinnen, Planungsexpertise erhalten – mit der Einzelfallprüfung nach Maß.



### **SICAT IN-OFFICE TRAINING**

**WIR SCHULEN, SIE LERNEN.** Fortbildung in der eigenen Praxis, hands-on einsteigen in die SICAT Applikationen, den Workflow anhand eines eigenen Patientenfalls durchlaufen – mit dem individuellen Training vor Ort.



### **SICAT PORTAL**

**WIR INFORMIEREN, SIE WISSEN.** Bestellungen aufgeben und nachverfolgen, Patientenfälle dokumentieren, Lizenzen verwalten – mit der SICAT Online-Plattform.

# SICAT CLINICALASSIST

SIE BEHANDELN. WIR PLANEN.

Bereits ab

€99,00

**DER INDIVIDUELLE** 3D-Planungsservice bietet sowohl Implantatplanung als auch qualitativ hochwertige Bohrschablonen aus einer Hand.

**IHR VORTEIL:** Sie sparen Zeit und optimieren Ihren Praxis-Workflow.

- Patientengerechte Planungsvorschläge
- Inklusive Online-Fallbesprechung
- Maximale Passgenauigkeit – garantiert und dokumentiert

Prozesse beschleunigen, Zeit sparen, mehr behandeln: Das ist SICAT **CLINICALASSIST** mit dem Plus an Sicherheit.

“

*Die Zusammenarbeit mit dem Planungsservice **CLINICALASSIST** ist einfach und lässt keine Wünsche offen. Die gemeinsame Planung ist schnell und effizient und ich kann mich sehr fokussiert auf die eigentliche Behandlung konzentrieren. Selbst im Hinblick auf Implantatpositionen mit einer gemeinsamen Einschubrichtung, Knochenstrukturen mitinbegriffen, lassen sich auch im unbezahnten Kiefer größere Versorgungen praktisch planen. Die SICAT Bohrschablonen sind sehr präzise und ich kann sie für verschiedenste Operationsmethoden anwenden, was die Behandlung nachhaltig erleichtert. Ein Gewinn – für Arzt und Patient.*

”



Frau Dr. Meryem Sylvia M. Celik


## **IN NUR 3 SCHRITTEN ZUR PASSENDEN BOHRSCHABLONE.**

1



Sie erstellen die 3D-Röntgenaufnahme des Patienten mit Ihrem Dentsply Sirona 3D-System und senden das Auftragsformular mit dem 3D-Datensatz (inklusive Röntgenschablone und Gipsmodell bzw. optischem Scan) an SICAT.

2



SICAT setzt die Planung gemäß Ihren Vorgaben um und sendet Ihnen vollständig digital einen Planungsvorschlag. Die finale Freigabe erteilen Sie. Bei Bedarf ist eine Online-Fallbesprechung natürlich inklusive.

3



SICAT startet die Fertigung der gewünschten patientenindividuellen Bohrschablone mit vielfältigen Optionen – eine für jeden Fall: **CLASSICGUIDE**, **OPTIGUIDE** oder **DIGITALGUIDE**.

***GARANTIERT FÜR SIE: Fertigungsgenauigkeit jeder SICAT Bohrschablone mit unter 0,5 mm am apikalen Ende des Implantats – präzise dokumentiert!***

**JETZT KENNENLERNEN UNTER [WWW.SICAT.DE/CLINICALASSIST](http://WWW.SICAT.DE/CLINICALASSIST)**

# SICAT CASECHECK FÜR CEREC GUIDE 2

**SIE PLANEN, WIR PRÜFEN.**

**NUTZEN SIE DIE FLEXIBILITÄT** des CEREC Guide 2 komplett digital in Ihrer Praxis, kombiniert mit dem guten Gefühl der Sicherheit des CASECHECK von SICAT.

**DAS SICAT TEAM ÜBERPRÜFT** Ihre Implantatplanung und die Umsetzung zum CEREC Guide 2, so dass Sie bei etwaigen Problemen umgehend Information erhalten. So lässt sich die Behandlung einfach und effizient verfeinern – für ein optimales Ergebnis.


**Erhältlich  
für**

**€60,00**



## IN NUR 3 SCHRITTEN ZUR EXPERTEN- GEPRÜFTEN PLANUNG.

1



Sie planen Ihren Implantatfall und senden SICAT Ihre Planung für eine technische Evaluierung durch den **CASECHECK**.

2



Das SICAT Expertenteam überprüft die Umsetzbarkeit der Planungsposition von Implantaten und Hülsen sowie die Qualität und Registrierung der optischen Daten für die Erstellung des CEREC Guide 2.

3



Sie erhalten von SICAT einen detaillierten Report mit einer Übersicht möglicher Schwierigkeiten sowie eine präzise Beschreibung der Planungspositionen.

# SICAT IN-OFFICE TRAINING

**WIR SCHULEN, SIE LERNEN.**

**EINEN UMFASSENDEN EINSTIEG** in die Welt der SICAT Applikationen erhalten Sie im SICAT In-Office Training. Unsere Experten besuchen Sie direkt in Ihrer Praxis und verdeutlichen Ihnen den kompletten Ablauf.

**ALLE WICHTIGEN STATIONEN** des Workflows werden für die gewählte Applikation bearbeitet und anhand von Fallbeispielen vertieft. Wir führen Sie Schritt für Schritt von der Analyse über die 3D-Planung bis zur patientenindividuellen SICAT Bohrschablone oder Therapieschiene.

**Erhältlich  
für**

**€800,00**

**JETZT KENNENLERNEN UND TERMIN SICHERN!**

**[WWW.SICAT.DE](http://WWW.SICAT.DE)**



## **IN WENIGEN SCHRITTEN ZU MEHR KNOW-HOW.**



**HANDS-ON:** Sie erleben den SICAT Workflow praktisch von A-Z anhand eines von Ihnen gewählten Patientenfalls.

**INDIVIDUELL:** Die Schulung widmet sich Ihren persönlichen Fragen und Bedürfnissen.

**DIREKT VOR ORT:** Ein SICAT Experte besucht Sie in Ihren Praxisräumen. Eigene Geräte und das Praxispersonal können direkt eingebunden werden, somit erhöht sich der Lerneffekt.

## **Ihr Training nach Maß – für den professionellen Einstieg in die SICAT-Applikationen, hands-on, inklusive An- und Abreise.**

### **Workflow von A-Z für die gewählte Applikation:**

- Implantatplanung mit Galileos Implant/ SICAT Implant, inkl. Abutments und Hülsen sowie Bestellung einer SICAT Bohrschablone.
- Atemwegsanalyse und Therapieplanung mit SICAT Air, inkl. Bestellung einer **OPTISLEEP** Therapieschiene.
- Kiefergelenksdiagnostik und Funktionelle Prothetik mit SICAT Function, SICAT JMT<sup>+</sup> und CEREC, inkl. Bestellung einer **OPTIMOTION** Therapieschiene.

# SICAT PORTAL

**WIR INFORMIEREN, SIE WISSEN.**

**DAS SICAT PORTAL** ist die webgestützte Plattform für SICAT-Anwender, auf der Sie den Fertigungs- und Versandstatus Ihres Auftrags jederzeit einsehen und verfolgen können.


**ZUSÄTZLICH BIETET** das SICAT Portal Zugriff auf fallspezifische Dokumentationen und verwaltet für Sie die Lizenzen Ihrer SICAT Suite Applikationen.

**Jetzt kostenlos  
registrieren unter  
[PORTAL.SICAT.DE](https://portal.sicat.de)**



## **EINFACH KOMMUNIZIEREN UND DOKUMENTIEREN:**

- *Bestellungen aufgeben und Status online verfolgen*
- *Volle Falltransparenz für Bestellungen von SICAT Bohrschablonen und Therapieschienen*
- *Auswahl der Versandoption – Pick-Up oder herkömmlicher Versand*
- *Download der fallbezogenen Dokumentationen*
- *Lizenzverwaltung*
- *Download von Marketingmaterial für eine verbesserte Arzt-Patienten-Kommunikation*
- *Garantierte Datensicherheit durch modernste Verschlüsselungstechnik*



**SIE HABEN FRAGEN?  
WIR HELFEN WEITER!**

**[WWW.SICAT.DE](http://WWW.SICAT.DE)**



SICAT GMBH & CO. KG  
BRUNNENALLEE 6  
53177 BONN  
GERMANY

T +49 (0)228 / 854697-0  
F +49 (0)228 / 854697-99

INFO@SICAT.COM  
WWW.SICAT.DE



205/12-19-DE