

MATERIALES VALIDADOS*



MATERIAL	NOMBRE	FABRICANTE	INTERNET
Registro de mordida	Metal Bite	r-dental	www.r-dental.com
Resina de polimerización en frío <i>Material de 2 componentes</i>	<ul style="list-style-type: none"> ■ ProBase Cold Monomer ■ ProBase Cold Polymer 	Ivoclar	www.ivoclarvivadent.com
Resina opacadora de radiografías <i>Material de 2 componentes</i>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Acryline X-Ray Powder (25% Ba-SO₄) o Acryline X-Ray Powder DVT (10% BaSO₄) ■ Acryline Liquid 	Anaxdent	www.anaxdent.com
Lámina de termoformado <i>1,5mm – 2mm</i>	Erkodur	Erkodent	www.erkodent.com

*El uso de materiales incorrectos para la realización de la guía radiológica puede suponer un riesgo para la salud del paciente. Además, puede influir de forma negativa en el rendimiento y las propiedades del producto. Para la realización, utilice solamente materiales validados por SICAT.

SICAT 

SUPPORT

SGL@SICAT.COM

T +49 228 286 206-620



FABRICANTE

SICAT GMBH & CO. KG
FRIESDORFER STR. 131-135
53175 BONN
ALEMANIA
WWW.SICAT.COM

DD30QUG205

FECHA:
2024-02-20