

MATÉRIAUX VALIDÉS*



MATERIAU	NOM	FABRICANT	SITE INTERNET
Mordu occlusal	Metal Bite	r-dental	www.r-dental.com
Résine polymérisable à froid <i>Matériau à 2 composants</i>	<ul style="list-style-type: none"> ■ ProBase Cold Monomer ■ ProBase Cold Polymer 	Ivoclar	www.ivoclarvivadent.com
Résine radio-opaque <i>Matériau à 2 composants</i>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Acryline X-Ray Powder (25% Ba-SO₄) ou Acryline X-Ray Powder DVT (10% BaSO₄) ■ Acryline Liquid 	Anaxdent	www.anaxdent.com
Film embouti <i>1,5mm – 2mm</i>	Erkodur	Erkodent	www.erkodent.com

*L'utilisation de matériaux inappropriés pour la fabrication du guide radiologique peut entraîner des risques pour la santé du patient. En outre, cela peut avoir une incidence négative sur les performances et les caractéristiques du produit. Pour la fabrication, utilisez uniquement des matériaux validés par SICAT.

SICAT 

SUPPORT

SGL@SICAT.COM

T +49 228 286 206-620

 **FABRICANT**

SICAT GMBH & CO. KG
FRIESDORFER STR. 131-135
53175 BONN
ALLEMAGNE
WWW.SICAT.COM

DD30QUG203

ÉTAT:

2024-02-20